



DAB Away™

- Treść:** 125 ml Odczynnik DAB Away 1
125 ml Odczynnik DAB Away 2
250 ml dekoloryzator DAB Away
- Opis:** DAB Away™ usuwa plamy i osady z diaminobenzydyny (DAB) z powierzchni. Zanieczyszczenie pozostałościami DAB może być problemem, który może wpływać na jakość barwienia lub automatyczne barwienie immunohistochemiczne. Wybielacz zmniejszy tylko intensywność koloru plam DAB, podczas gdy DAB Away usuwa resztki plam DAB, które mogą zatkać sondy instrumentalne i rurki. Ten zestaw może być również używany do czyszczenia naczyń szklanych używanych w laboratorium, które zostały wystawione na działanie DAB i zachowały plamy DAB nawet po normalnym czyszczeniu.
- Znane zastosowania:** Czyszczenie DAB z przyrządów IHC; Modele BioCare Nemesis™, IntelliPATH™, Dako Autostainer, Autostainer Plus, Autostainer Plus Link, Lab Vision Autostainer™ 360, 480 i 720 Czyszczenie DAB ze szkła i innych urządzeń laboratoryjnych Reaguje chemicznie z DAB, dezaktywując właściwości rakotwórcze.
- Środki ostrożności:** NIE MIESZAJ DAB Away™ Z WYBIELACZEM. Stwierdzono, że mieszanina tego produktu z wybielaczem może powodować wytwarzanie toksycznych oparów wywołujących mdłości. Nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym: rękawice kwasoodporne, okulary ochronne oraz fartuch laboratoryjny lub pokrowiec na odzież. Niewykorzystany roztwór należy zutylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi i federalnymi przepisami.
- Składowanie:** Przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Przygotowanie odczynnika:**
1. Aby przygotować roztwór roboczy, wymieszaj odczynnik DAB Away 1, odczynnik DAB Away 2 i wodę dejonizowaną lub destylowaną w następujących proporcjach. Dobrze wymieszaj – roztwór będzie ciemnofioletowy.
80% wody demineralizowanej
10% odczynnik DAB Away 1
10% odczynnik DAB Away 2
 2. Nałożyć na witraże lub powierzchnie i odstawić na 5-10 minut, jeśli to możliwe, od czasu do czasu mieszając
 3. Spłucz wodą
 4. Nałóż DAB Away Decolorizer na powierzchnie i odstaw na 1-2 minuty
 5. Dokładnie spłucz wszystkie powierzchnie wodą
- Automatyczne barwniki** Zaleca się czyszczenie autostainera co tydzień lub co 240 szkiełek. Dokładne czyszczenie zapobiegnie zatykaniu się sond, silników przełączników, pompy spustowej, zlewu, stojaka na suwaki i zbiorników na odpady. W przypadku automatycznych barwników wymienionych w tym dokumencie należy postępować zgodnie z procedurą w oprogramowaniu do barwienia.
- Ograniczenia** Stosowanie do innych substancji nierozpuszczalnych w alkoholu nie zostało przetestowane

Przechowywanie: 18°
C  25° C

Laboratoria ScyTek, Inc.
205 Południe 600 Zachód
Logan, UT 84321
Stany Zjednoczone Ameryki



EC REP

EmergoEurope (31)(0) 70 345-
8570
ul. Molsnstraat 15
2513 BH Haga, Holandia