

DAB Away™

- Contenido:** 125 ml DAB Reactivo Away 1
125 ml DAB Reactivo Ausente 2
250 ml Decolorante DAB Away
- Descripción:** DAB Away™ elimina las manchas de diaminobenzidina (DAB) y los precipitados de las superficies. La contaminación con residuos de DAB puede ser un problema que puede afectar a la calidad de la tinción o a las tinciones inmunohistoquímicas automatizadas. La lejía solo reducirá la intensidad del color de las manchas de DAB, mientras que DAB Away elimina la mancha de DAB residual que puede obstruir las sondas y los tubos de los instrumentos. Este kit también se puede utilizar para limpiar la cristalería utilizada en el laboratorio que ha estado expuesta al DAB y que ha retenido manchas de DAB incluso después de una limpieza normal.
- Aplicaciones conocidas:** Limpieza de DAB de instrumentos IHC; Modelos BioCare Nemesis™, IntelliPATHTM, Dako Autostainer, Autostainer Plus, Autostainer Plus Link, Lab Vision Autostainer™ 360, 480 y 720
Limpieza de DAB de cristalería y otros utensilios de laboratorio
Reacciona químicamente con DAB para inactivar las propiedades cancerígenas.
- Precauciones:** NO MEZCLES EL DAB CON™ LEJÍA. Se ha determinado que la mezcla de este producto con lejía puede resultar en la generación de gases tóxicos y nauseabundos. Use el equipo de protección personal adecuado, que incluye: guantes resistentes a los ácidos, gafas de seguridad y bata de laboratorio o cubierta de ropa. La solución no utilizada debe desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.
- Almacenamiento:** Almacene a temperatura ambiente. No lo use después de la fecha de vencimiento.
- Preparación de reactivos:**
1. Para preparar la solución de trabajo, mezcle DAB Away Reagent 1, DAB Away Reagent 2 y agua desionizada o destilada en la siguiente proporción. Mezcle bien: la solución será de color púrpura oscuro.
 - 80% de agua desionizada
 - 10% DAB Reactivo de Ausencia 1
 - 10% DAB Reactivo de Ausencia 2
 2. Aplicar sobre vidrieras o superficies y dejar reposar durante 5-10 minutos con agitación ocasional si es posible
 3. Enjuague con agua
 4. Aplique el decolorador DAB Away a las superficies y deje reposar durante 1-2 minutos
 5. Enjuague bien todas las superficies con agua
- Tinciones automáticas** Se sugiere limpiar su autostainer semanalmente o cada 240 portaobjetos. La limpieza a fondo evitará la obstrucción de las sondas, los motores de los interruptores, la bomba de drenaje, el fregadero, la rejilla deslizante y los depósitos de desechos. Para los autostainers enumerados en este documento, siga el procedimiento en el software de tinción.
- Limitaciones** No se ha probado la aplicabilidad a otras sustancias insolubles en alcohol

Almacenamiento: 18°
C

25° C



Laboratorios ScyTek, Inc.
205 Sur 600 Oeste
Logan, UT 84321
EE.UU.



EC REP

EmergoEurope (31)(0) 70 345-
8570
Molsnstraat 15
2513 BH Hague, Países Bajos