



## DAB Via™

- Contenuto:** 125 ml di reagente DAB Away 1  
125 ml di reagente DAB Away 2  
250 ml DAB Away Decolorizer
- Descrizione:** DAB Away™ rimuove le macchie di diaminobenzidina (DAB) e i precipitati dalle superfici. La contaminazione con residui di DAB può essere un problema che può influire sulla qualità della colorazione o sui coloratori immunoistochimici automatizzati. La candeggina riduce solo l'intensità del colore delle macchie DAB, mentre DAB Away rimuove la macchia DAB residua che può ostruire le sonde e i tubi dello strumento. Questo kit può essere utilizzato anche per pulire la vetreria utilizzata in laboratorio che è stata esposta al DAB e che ha mantenuto le macchie di DAB anche dopo la normale pulizia.
- Applicazioni note:** Pulizia del DAB dagli strumenti IHC; Modelli BioCare Nemesis™, intelliPATH™, Dako Autostainer, Autostainer Plus, Autostainer Plus Link, Lab Vision Autostainer™ 360, 480 e 720  
Pulizia del DAB da vetreria e altri articoli da laboratorio  
Reagisce chimicamente con il DAB per inattivare le proprietà cancerogene.
- Precauzioni:** NON MESCOLARE tamponare CON™ CANDEGGINA. È stato determinato che la miscela di questo prodotto con candeggina può provocare la generazione di fumi tossici o nauseanti. Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, tra cui: guanti resistenti agli acidi, occhiali di sicurezza e camice da laboratorio o copertura per indumenti. La soluzione non utilizzata deve essere smaltita secondo le normative locali, statali e federali.
- Immagazzinamento:** Conservare a temperatura ambiente. Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Preparazione del reagente:**
1. Per preparare la soluzione di lavoro, miscelare DAB Away Reagent 1, DAB Away Reagent 2 e acqua deionizzata o distillata nel seguente rapporto. Mescola bene: la soluzione sarà viola scuro.  
80% acqua deionizzata  
10% DAB Away Reagente 1  
10% DAB Away Reagente 2
  2. Applicare su vetrie colorate o superfici e lasciare riposare per 5-10 minuti agitando di tanto in tanto, se possibile
  3. Risciacquare con acqua
  4. Applicare DAB Away Decolorizer sulle superfici e lasciare riposare per 1-2 minuti
  5. Sciacquare accuratamente tutte le superfici con acqua
- Coloratori automatici** Si consiglia di pulire l'autostainer settimanalmente o ogni 240 vetrini. Una pulizia accurata eviterà l'intasamento di sonde, motori di commutazione, pompa di scarico, lavandino, cremagliera per guide e serbatoi di scarico. Per gli autocoloranti elencati in questo documento, seguire la procedura nel software di colorazione.
- Limitazioni** L'applicabilità ad altre sostanze insolubili nell'alcol non è stata testata

Conservazione: 18° C  25° C

 Laboratori ScyTek, Inc.  
205 Sud 600 Ovest  
Logan, UT 84321  
U.S.A.



EmergoEurope (31)(0) 70 345-

8570

Molsnstraat 15

2513 BH L'Aia, Paesi Bassi